



Cadeira de Rodas Modelo

STAR LITE

A cadeira monobloco mais leve do mercado, agora ainda mais bonita.

Imagens com configurações ilustrativas.

Linha Esportiva

ortobras
A VIDA NÃO PARA

STAR LITE


Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado 6061T;
- Rolamento blindado nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados inoxidável;
- Estrutura tipo monobloco, com encosto rebatível;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;
- Garfo de alumínio;
- Faixa de panturrilha;
- Encosto flexível;
- Assento flexível;

- Rodas dianteiras de 5" maciça;
- Rodas traseiras de 24 x 1" inflável – 36 raios;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;
- Protetor de roupas de alumínio;
- Cambagem de 3°;
- Apoio de pés tipo plataforma;
- Regulagem de altura do pedal;
- Regulagem de altura do encosto;
- Capacidade de peso: 120Kg
- Peso com rodas: 11,5Kg
- Peso sem as rodas: 6,5Kg

Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	36, 40, 44 e 48	30, 35, 40 e 45
38		
40		
42	40, 44 e 48	
44		
46		
48	44 e 48	
50		



Itens Opcionais:


- Anti-tombo bilateral;
- Apoio de braço tubular;
- Cinto pélvico ajustável;
- Protetor de quadro removível;
- Encosto rígido ajustável;
- Assento rígido;
- Aro tetra;

Cadeira de Rodas Modelo

STAR LITE



Cores disponíveis:



Imagens com configurações ilustrativas.