



Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio

Dobrável em x e totalmente
desmontável.


AVD alumínio

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de aço;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Buchas dianteiras e traseiras de alumínio;
- Aro de impulso em alumínio;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas em nylon com abas;
- Apoio de braços escamoteáveis;
- Pedal rebatível e com regulagem de altura e ângulo;
- Faixa de calcanhar;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 17 Kg

Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	35, 40, 45 e 50	35, 40, 45 e 50
38		
40		
42		
44	40, 45 e 50	
46		
48		
50		




AVD alumínio

Itens Opcionais:



Rodas anti-tombo



Pedal elevável e removível



Aro para tetraplégico



Mesa de atividades



Suporte de soro



Apoio de cabeça



Cinto torácico



Cinto pélvico



Cinto abdutor em "γ"




Encosto rebatível

Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho
Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA