



Cadeira de Rodas Modelo

## AVD alumínio reclinável

Cadeira de conforto com  
encosto reclinável.


# AVD alumínio reclinável

## Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de aço;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Buchas dianteiras e traseiras de alumínio;
- Aro de impulso em alumínio;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços;
- Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;
- Pedal elevável e removível com regulagem de altura e ângulo;
- Apoio de panturrilha rebatível;
- Faixa de calcanhar;
- Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade;
- Rodas anti-tombo;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 17 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	35, 40, 45 e 50	40, 45, 50, 55e 60
38		
40		
42		
44	40, 45 e 50	
46		
48		
50		



# AVD alumínio reclinável

## Itens Opcionais:



Conjunto de assento e encosto anatômico (até 44 cm de largura de assento)



Cinto torácico



Cinto abdutor em "Y"



Cinto pélvico



Aro para tetraplégico



Mesa de atividades



Abdutor de pernas

Cadeira de Rodas Modelo

## AVD alumínio reclinável

### Cores Disponíveis:



**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA