



Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio

Dobrável em x e totalmente
desmontável.

AVD alumínio

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de aço;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Aro de impulso em alumínio;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas em nylon com abas;
- Apoio de braços escamoteáveis;
- Pedal rebatível e com regulagem de altura e ângulo;
- Faixa de calcanhar;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 17 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	35, 40, 45 e 50	38, 40, 45 e 50
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		

AVD alumínio

Itens Opcionais:



Rodas anti-tombo



Cinto torácico



Cinto pélvico



Mesa de atividades



Pedal elevável e removível



Cinto abdutor em "Y"



Aro para tetraplégico



Suporte de soro

Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco




Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA