



Cadeira de Rodas Modelo

# AKTIVA

A cadeira de alumínio mais conservadora, leve e robusta do mercado.


# AKTIVA

## Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Encosto rebatível;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável em "X" de alumínio com sistema de guias;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Aro de impulso em alumínio;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas em alumínio com abas;
- Apoio de braços removível;
- Pedal rebatível e com regulagens de altura;
- Faixa de calcanhar;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 15 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	40, 45 e 50	35, 40, 45, e 50
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		



## Itens Opcionais:



Rodas anti-tombo



Cinto torácico



Cinto pélvico



Mesa de atividades




Assento e encosto anatômico



Suporte de soro




Apoio de braço elevável




Cinto abdutor em "Y"



Aro para tetraplégico



Pedal elevável e removível



Encosto Hummel

Cadeira de Rodas Modelo

# AKTIVA

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho  
Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA