



Cadeira de Rodas Modelo

## Banho Fixo<sub>new</sub>

Cadeira de banho leve, robusta e resistente.

# Banho Fixo<sub>new</sub>

## Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Pintura epóxi;
- Eixo fixo nas 4 rodas;
- Rodas traseiras de 4" com pneu maciço e freio embutido;
- Rodas dianteiras de 4" com pneu maciço;
- Assento almofadado com tampa;
- Apoio de braços fixo;
- Apoio de pés com antitombo;
- Coletor desmontável;
- Capacidade de peso: 150 Kg
- Peso total: 8,5kg

## Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
44	40	40
48		

\*Altura do assento ao piso: 55 cm

\*L44xP40xA40 = L53,5 X P73 X A94

\*L48xP40xA40 = L57,5 X P73 X A94



Cadeira de Rodas Modelo

# Banho Fixo<sub>new</sub>

Cores Disponíveis:



Branco



**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA