



Cadeira de Rodas Modelo

Banho Fixo

Cadeira de banho leve, robusta e resistente.

Banho Fixo

Informações Técnicas:


- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Pintura epóxi;
- Eixo fixo nas 4 rodas;
- Rodas traseiras de 5" com pneu maciço;
- Rodas dianteiras de 5" com pneu maciço;
- Assento com abertura frontal e coletor;
- Apoio de braços removíveis;
- Pedal rebatível;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 7,25 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
40	40	40
44		
48		

* Na imagem ao lado esta descrito as medidas internas da cadeira BF (medidas em mm), confira as medidas do seu vaso sanitário.

Cadeira ilustrada com 44 cm de largura, muda sempre 4 cm a medida interna.



Itens Opcionais:

- Redutor de vazo;
- Suporte de soro



Cadeira de Rodas Modelo

Banho Fixo

Cores Disponíveis:



Cinza