



Cadeira de Rodas Modelo

Banho Hygienika

Cadeira de banho desmontável
mais leve.

Banho Hygienika

Informações Técnicas:


- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Encosto facilmente removível e lavável;
- Exclusivo sistema de fechamento frontal;
- Assento com abertura frontal;
- Rodas traseiras de nylon de 20 x 1.3/8" com pneu maciço;
- Aro de impulso de nylon;

- Rodas dianteiras de 5" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras;
- Freios bilaterais;
- Apoio de braços removíveis;
- Pedal tipo plataforma, fixo e regulável na altura;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 12,25 Kg

Tamanhos disponíveis:


A – Largura	B – Profundidade	C - Altura
38	40	30, 35, 40, 45 e 50

* Na imagem ao lado esta descrito as medidas internas da cadeira Banho Hygienika (medidas em mm), confira as medidas do seu vaso sanitário.



Itens Opcionais:

- Redutor de vazão;



Cadeira de Rodas Modelo

Banho Hygienika

Cores Disponíveis:



Cinza



ortobras
A VIDA NÃO PARA