



Cadeira de Rodas Modelo

## Banho Hygienika

Cadeira de banho desmontável  
mais leve.

# Banho Hygienika

## Informações Técnicas:


- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Encosto facilmente removível e lavável;
- Exclusivo sistema de fechamento frontal;
- Assento com abertura frontal;
- Rodas traseiras de nylon de 20 x 1.3/8" com pneu maciço;
- Aro de impulso de nylon;

- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras;
- Freios bilaterais;
- Apoio de braços removíveis;
- Pedal tipo plataforma, fixo e regulável na altura;
- Capacidade de peso: 100 Kg
- Peso total: 12,25 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B – Profundidade	C - Altura
38	40	30, 35, 40, 45 e 50

\* Na imagem ao lado esta descrito as medidas internas da cadeira Banho Hygienika (medidas em mm), confira as medidas do seu vaso sanitário.



## Itens Opcionais:

- Redutor de vazo;



Cadeira de Rodas Modelo

# Banho Hygienika

Cores Disponíveis:



Cinza