



Cadeira de Rodas Modelo

Conforma Tilt Reclinável

Cadeira postural reclinável com
módulos conformados.

Conforma Tilt Reclinável

Informações Técnicas:


- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Estrutura em monobloco;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Regulagem de tilt;
- Almofada de assento em onda de espuma de alta densidade;
- Almofada de encosto em onda de espuma de alta densidade;
- Apoio de cabeça ajustável;
- Capas removíveis e laváveis;

- Poltrona desmontável;
- Rodas traseiras de 16" com pneu maciço;
- Rodas dianteiras de 7" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;
- Cinto peitoral;
- Fitas de pés e calcanhar;
- Capacidade de peso: 75Kg
- Peso total: 19 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
30	25 e 30	30 e 35
30	30, 35 e 40	30, 35 e 40
35		30, 35, 40 e 45
38	30 e 35	30, 35, 40, 45 e 50
38	35, 40 e 45	30, 35, 40, 45, 50 e 55
40		35, 40, 45, 50 e 55
42	40, 45, e 50	40, 45, 50 e 55
44		


Itens Opcionais:



Cinto abdutor em Y



Cinto pélvico



Contenção de tronco



Mesa de atividades

Cadeira de Rodas Modelo


Conforma Tilt Reclinável

Cores Disponíveis:



Cores de tecido:

- Azul;
- Chumbo;
- Lilás;
- Preto;
- Vermelho;



ortobras
A VIDA NÃO PARA