



Cadeira de Rodas Modelo

E3

Cadeira motorizada de exterior  
e interior com encosto reclinável

**Informações Técnicas:**

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de aço;
- Encosto reclinável;
- Cinto pélvico;
- Rodas traseiras de 12" com pneu maciço;
- Rodas dianteiras de 200x50 com pneu maciço;
- Garfo de aço com eixo fixo;
- Freio eletromagnético com destravamento manual;
- Baterias de 34Ah tipo VRLA removível;
- 2 motores de 24V de 300W cada;
- Joystick modelo VR2 com 5 velocidades;
- Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;
- Pedal elevável com regulagem de altura e ângulo;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 53 Kg

**Tamanhos disponíveis:**

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
38	35, 40, 45 e 50	40, 45, 50, 55 e 60
40	40, 45 e 50	
42		
44		
46		
48		
50		

**Itens Opcionais:**

- Encosto Hummel;
- Contenções de tronco (somente com encosto Hummel);
- Assento e encosto anatômico;
- Cinto torácico;
- Cinto abdutor em "Y";

Cadeira de Rodas Modelo

E3

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA