



Cadeira de Rodas Modelo

E4

Conforto para seu descanso.

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de aço;
- Encosto rebatível;
- Rodas traseiras de 12" com pneu maciço;

- Rodas dianteiras de 200x50 com pneu maciço;
- Garfo de aço com eixo fixo;
- Freio eletromagnético com destravamento manual;
- Baterias de 34Ah tipo VRLA removível;
- 2 motores de 24V de 300W cada;
- Joystick modelo VR2 com 5 velocidades;
- Apoio de braços removíveis com regulagem de altura;
- Pedal rebatível e desmontável, com regulagens de altura e ângulo;
- Fitas de calcanhar;
- Cinto pélvico;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 46 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B – Profundidade	C - Altura
38	35, 40, 45 e 50	35, 40, 45 e 50
40	40, 45 e 50	
42		
44		
46		
48		
50		

**Itens Opcionais:**

- Encosto Hummel;
- Contenções de tronco (somente com encosto Hummel);
- Apoio de cabeça (somente com encosto Hummel);
- Cinto torácico;
- Cinto abdutor em "Y";
- Pedal elevável;
- Pedal infantil;
- Pedal plataforma;

Cadeira de Rodas Modelo

E4

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA