



Cadeira de Rodas Modelo

GENESYS Ultra Lite

Cadeira infantil dobrável de
alumínio mais robusta.

GENESYS Ultra Lite

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento;
- Estrutura dobrável em "X";
- Rodas traseiras de 20 x 1.3/8" com pneu inflável;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;
- Rodas dianteiras de 5" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas;
- Prolongador de encosto;
- Anti-tombo;
- Pedal rebatível com regulagem de altura;
- Faixa de panturrilha;
- Capacidade de peso: 75 Kg
- Peso total: 14 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
30	30, 33 e 35	30, 33, 35 e 40
33		
35		

Itens Opcionais:



Mesa de atividade



Apoio de braço elevável e removível



Aro para tetraplégico




Cinto pélvico



Rodas anti-tombo



Cinto torácico



Cinto abdutor em "Y"

Cadeira de Rodas Modelo

GENESYS Ultra Lite

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA