



Cadeira de Rodas Modelo

H3

Cadeira com basculação e apoio de cabeça.

Informações Técnicas:


- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Encosto facilmente removível e lavável;
- Encosto reclinável milimetricamente através de pistão;
- Apoio de cabeça injetado com regulagem de altura e profundidade
- Assento de poliuretano injetado com abertura frontal;

- Rodas traseiras de 6" com pneu maciço;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras;
- Apoios de braços rebatíveis;
- Pedal rebatível e desmontável, com regulagem de altura e ângulo;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 14 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
46	40	40

* Na imagem ao lado esta descrito as medidas internas da cadeira H3 (medidas em mm), confira as medidas do seu vaso sanitário.

**Itens Opcionais:**

- Redutor de vazo;



Cadeira de Rodas Modelo

H3

Cores Disponíveis:



Branco



ortobras
A VIDA NÃO PARA