



Cadeira de Rodas Modelo

**IPANEMA**

Conforto para seu descanso.

# IPANEMA

## Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Pintura epóxi;
- Parafusos e porcas de aço inoxidável;
- Eixo de alumínio anodizado
- Estofamento emborrachado;
- Apoio de braços escamoteáveis;
- Encosto reclinável em 4 posições;
- Descansa pernas removível;
- Rodas traseiras e dianteira de 16" com pneu inflável;
- Capacidade de peso: 100 Kg
- Peso total: 19 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
48	49	45

Cadeira de Rodas Modelo

# IPANEMA

Cores Disponíveis:



Azul Marinho

