



Cadeira de Rodas Modelo

**K3**

Grande resistência, leveza e  
totalmente ajustável.

# K3

## Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado com ajuste de tensão;
- Estofamento de encosto acolchoado com ajuste de tensão;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de alumínio com tubos hexagonais ;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Aro de impulso em alumínio anodizado;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Apoio de braços escamoteáveis e removíveis com protetor de roupa;
- Pedal rebatível e com regulagem de altura e ângulo;
- Faixa de calcanhar;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 18 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	35, 40, 45 e 50	35, 40, 45 e 50
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		

## Itens Opcionais:



Rodas anti-tombo




Cinto torácico



Apoio de braço elevável



Mesa de atividades



Apoio de cabeça



Pedal elevável e removível



Cinto abdutor em "Y"



Cinto pélvico



Aro para tetraplégico



Encosto Hummel



Pedal Plataforma

Cadeira de Rodas Modelo

**K3**

**Cores Disponíveis:**



**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA