



Cadeira de Rodas Modelo

M3 PREMIUM

Cadeira ativa com chassis monobloco totalmente ajustável.

M3 PREMIUM

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado 6061T;
- Rolamento blindado nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estrutura tipo monobloco, com encosto rebatível;
- Assento rígido;
- Encosto rígido ajustável;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;
- Garfo de alumínio;
- Faixa de panturrilha;
- Rodas dianteiras 5 x 1,5" maciça;

- Rodas traseiras 24 x 1" inflável – 12 raios;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;
- Protetor de roupas de alumínio;
- Cambagem ajustável;
- Centro de gravidade ajustável;
- Apoio de pés tipo plataforma;
- Regulagem de altura do pedal;
- Regulagem do encosto;
- Suporte de peso: 120Kg
- Peso com as rodas: 14KG
- Peso sem as rodas: 11Kg

Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	38, 40, 42, 44, 46 e 50	30, 35, 40, 45 e 50
38		
40		
42		
44	40, 42, 44, 46 e 50	
46		
48		
50	44, 46 e 50	



Itens Opcionais:


- Protetor de quadro;
- Apoio de braço tubular;
- Encosto flexível;
- Anti-tombo bilateral;
- Cinto pélvico;

Cadeira de Rodas Modelo

M3 PREMIUM



Cores disponíveis:



Imagens com configurações ilustrativas.