



Cadeira de Rodas Modelo

MINI K

Cadeira infantil de alumínio.

MINI K

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento;
- Estrutura dobrável em "X";
- Rodas traseiras de 20 x 1.3/8" com pneu inflável;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;


- Rodas dianteiras de 5" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas;
- Prolongador de encosto;
- Ajuste do centro de gravidade;
- Anti-tombo;
- Pedal removível com ajuste de altura.
- Faixa de panturrilha;
- Capacidade de peso: 75 Kg
- Peso total: 14 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
24	24	25, 30 e 33
26	24 e 26	25, 30, 33 e 35
28	26, 28 e 30	
30	26, 28, 30 e 32	25, 30, 33, 35 e 40
32	28, 30, 32 e 34	
34	30, 32 e 34	
36		

Itens Opcionais:

- Mesa de atividade;
- Apoio de braço;
- Aro para tetraplégico;
- Cinto pélvico;
- Cinto torácico;
- Cinto abdutor em "Y";
- Assento e encosto anatômico;
- Pedal elevável;



Cadeira de Rodas Modelo

MINI K

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA