



Cadeira de Rodas Modelo

MINI M

---

# MINI M

## Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Assento rígido;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento;
- Estrutura em monobloco com encosto rebatível;
- Rodas traseiras de 16" x 1.75 com pneu inflável e roda raiada;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;

- Rodas dianteiras gel de 3";
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas;
- Prolongador de encosto;
- Anti-tombo;
- Cambagem de 3°;
- Pedal com regulagem de altura;
- Faixa de panturrilha;
- Capacidade de peso: 75 Kg
- Peso total: 10 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
24	24, 26 e 28	25, 30 e 35
26		
28		
30	26 e 28	

## Itens Opcionais:

- Cinto pélvico;
- Cinto torácico;
- Cinto abdutor em "Y";

Cadeira de Rodas Modelo

# MINI M

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco




Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA