



Cadeira de Rodas Modelo

ULX

Cadeira dobrável com duplo X

ULX

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de alumínio;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço ou 200x50 (somente na largura de 60cm);
- Aro de impulso em alumínio;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas em nylon com abas;
- Apoio de braços escamoteáveis;
- Pedal rebatível com regulagens de altura;
- Ajuste do centro de gravidade em 6 posições;
- Ajuste da altura do eixo traseiro;
- Regulagem de ângulo do mancal dianteiro;
- Faixa de calcanhar;
- Capacidade de peso: 160 Kg
- Peso total: 16 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	35, 40, 45 e 50	35, 40, 45, 50, 55 e 60
38		
40		
42	40, 45 e 50	
44		
46		
48		
50		
56	45 e 50	
60	45 e 50	

Itens Opcionais:



Rodas anti-tombo



Pedal elevável e removível



Aro para tetraplégico



Mesa de atividades



Assento e encosto anatômico



Apoio de cabeça



Cinto torácico



Cinto abdutor em "Y"




Cinto pélvico



Braço elevável e removível



Suporte de soro



Encosto Hummel



Pedal Plataforma

Cadeira de Rodas Modelo

ULX

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA