

AVD ALUMÍNIO



(51) 3696-9600 – ortobras.com.br

ortobras
A VIDA NÃO PARA

AVD ALUMÍNIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- ◆ Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- ◆ Rolamentos blindados nas quatro, inclusive no eixo vertical do garfo;
- ◆ Pintura epóxi;
- ◆ Eixos de aço reforçado;
- ◆ Estofamento de nylon acolchoado;
- ◆ Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento;
- ◆ Estrutura dobrável em duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores;
- ◆ Rodas traseiras de 24x 1 3/8" infláveis e raiadas;
- ◆ Aro de impulso em alumínio;
- ◆ Protetor de raios;
- ◆ Rodas dianteiras de 6" maciças com garfo de aço carbono e eixo quick;
- ◆ Sistema de desmontagem rápida
- ◆ "quick release" nas quatro rodas;
- ◆ Freios bilaterais;
- ◆ Protetor lateral de roupas em Nylon com abas;
- ◆ Apoio de braço escamoteável;
- ◆ Pedal removível com sistema "swing-away in-out" com regulagem em altura e tíbio-társica;
- ◆ Capacidade de peso 120 Kg;
- ◆ Peso total 16,7 kg

OPCIONAIS




Mesa de Atividades



Cinto Abdutor em Y



Cinto Pélvico



Cinto Torácico



Suporte para Soro



Pedal Swingaway in-out (elevável e removível) com apoio de panturrilha



Aro com Pinos Tetra



Roda Antitombo

MEDIDAS



Largura do assento	Profundidade do assento	Largura total	Profundidade total	Altura do encosto
36 cm	35 cm	57 cm	94 cm	35cm
38 cm	40 cm	59 cm	99 cm	40cm
40 cm	45 cm	61 cm	104 cm	45cm
42 cm	50cm	63 cm	109 cm	50cm
44 cm		65 cm		
46 cm		67 cm		
48 cm		69 cm		
50 cm		71 cm		