



Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio reclinável

Cadeira de conforto com
encosto reclinável.


AVD alumínio reclinável

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;
- Estrutura dobrável com duplo "X" de aço;
- Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";
- Buchas dianteiras e traseiras de alumínio;
- Aro de impulso em alumínio;
- Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços;
- Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;
- Pedal elevável e removível com regulagem de altura e ângulo;
- Apoio de panturrilha rebatível;
- Faixa de calcanhar;
- Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade;
- Rodas anti-tombo;
- Capacidade de peso: 120 Kg
- Peso total: 17 Kg

Tamanhos disponíveis:

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	35, 40, 45 e 50	45, 50, 55 e 60
38		
40		
42		
44	40, 45 e 50	
46		
48		
50		



AVD alumínio reclinável

Itens Opcionais:



Conjunto de assento e encosto anatômico (até 44 cm de largura de assento)



Cinto torácico



Cinto abdutor em "γ"



Cinto pélvico



Aro para tetraplégico



Mesa de atividades



Abdutor de pernas

Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio reclinável

Cores Disponíveis:



Preto



Grafite



Prata



Cinza



Branco



Verde Oliva



Amarelo



Azul



Azul Marinho



Violeta



Vinho



Vermelho
Metálico



Vermelho



Cobre Brilhante



Rosa Pink



Rosa

ortobras
A VIDA NÃO PARA