



Cadeira de Rodas Modelo

Conforma Tilt

Cadeira postural com módulos conformados.

Conforma Tilt

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Estrutura em monobloco;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Regulagem de tilt;
- Almofada de assento em onda de espuma de alta densidade;
- Almofada de encosto em onda de espuma de alta densidade;
- Apoio de cabeça ajustável;
- Capas removíveis e laváveis;

- Poltrona desmontável;
- Rodas traseiras de 16" com pneu maciço;
- Rodas dianteiras de 7" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;
- Cinto peitoral;
- Anti - tombo;
- Fitas de pés e calcanhar;
- Capacidade de peso: 70Kg
- Peso total: 19 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
25	25 e 30	25,30 e 35
30	30,35 e 40	30,35,40 e 45
35		
38	30,35,40 e 45	30,35,40,45 e 50
38	35,40 e 45	30,35,40,45,50 e 55
40		35,40,45,50 e 55
42	40, 45 e 50	40, 45, 50 e 55
44		


Itens Opcionais:



Cinto abdutor em Y



Cinto pélvico



Contenção de tronco



Mesa de atividades

Cadeira de Rodas Modelo


Conforma Tilt

Cores Disponíveis:



Cores de tecido:

- Azul;
- Chumbo;
- Lilás;
- Preto;
- Vermelho;



ortobras
A VIDA NÃO PARA