



Elevador de Transferência

ELEV GR180

Desenvolvido para transferência
e elevação de pacientes.

ELEV GR180

Informações Técnicas:

- Base com sistema elétrico de abertura;
- Estrutura em aço carbono;
- Pintura epóxi eletrostática;
- Rodízios dianteiros giratórios de 4";
- Rodízios traseiros giratórios de 4" com freios;
- Baterias de 12V e 7Ah selada;
- Acionamento com botoeira e chave de segurança;
- Selete acolchoado com 6 pontos de fixação ajustáveis;
- Ajuste do centro de gravidade do cabide;
- Atuador elétrico com acionamento manual de emergência;
- Carregador 110V/220V automático;
- Capacidade de peso: 180 Kg
- Peso total: 50 Kg



Elevador de Transferência

ELEV GR180

Altura total máxima 2,03 cm;
Altura total mínima 1,38 cm;



Altura máxima do selete ao chão 85 cm;
Altura mínima do selete ao chão 0 cm;

Altura do rodizio 13 cm;

ortobras
A VIDA NÃO PARA