



Cadeira de Rodas Modelo

KE

*Resistência, segurança e conforto.*

*Capacidade de peso: 120kg.*

Linha adulto

**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA

**Informações Técnicas:**

- Almofada de 5cm densidade 33;
- Assento flexível de nylon acolchoado;
- Encosto flexível de nylon acolchoado;
- Roda dianteira maciça de 6" com garfo de nylon e eixo fixo;
- Roda traseira maciça 24x1.3/8" de nylon com eixo fixo;
- Regulagem de altura do pedal;
- Apoio de pés desmontáveis;
- Fitas de calcanhar;
- Freio acionamento vertical;
- Apoio de braços escamoteáveis com protetor de roupa;
- Quadro de aço carbono;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos de aço;
- Capacidade de peso: 120Kg
- Peso total: 17Kg

**Itens Opcionais:**

- Cinto pélvico;
- Roda traseira com aro para tetraplégico;
- Eixo traseiro desmontável.

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	40 e 45	40 e 45
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		

KE

Cores Disponíveis:



Preto



Prata



Cinza



Vermelho



Vinho



Azul



Rosa



Amarelo