



Cadeira de Rodas Modelo

**M3**

Cadeira ativa com chassis monobloco totalmente ajustável.

---

**Informações Técnicas:**

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado 6061T;
- Rolamento blindado nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estrutura tipo monobloco, com encosto rebatível;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;
- Garfo de alumínio;
- Faixa de panturrilha;

- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;
- Protetor de roupas de alumínio;
- Cambagem ajustável;
- Centro de gravidade ajustável;
- Apoio de pés tipo plataforma;
- Regulagem de altura do pedal;
- Regulagem do encosto;

**Tamanhos disponíveis:**

A – Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	38, 40, 42, 44, 46 e 50	30, 35, 40, 45 e 50
38		
40		
42		
44	40, 42, 44, 46 e 50	
46		
48	42, 44, 46, e 50	
50	44, 46 e 50	



Apoio de braço tubular



Cinto pélvico



Anti-tombo bilateral



Encosto rígido ajustável



Protetor de quadro



## Configurações


	VERSÕES	
	L	Premium
Roda Traseira	36 raios	12 raios
Pneu Traseiro	Inflável 24 x 1"	Inflável 24 x 1"
Roda dianteira	Maciça 5 x 1,5"	Maciça 5 x 1,5"
Eixo Traseiro	15 mm removível	1/2" removível
Eito Dianteiro	15 mm removível	15 mm removível
Assento	Rígido	Rígido
Encosto	Flexível	Rígido ajustável
Almofada	Espuma 5cm dens. 33	Espuma 5cm dens. 33
Suporte de Peso	120 kg	120 kg
Peso com Rodas	15 kg	14 kg
Peso sem Rodas	11 kg	11 kg
<b>Opcionais/Acessórios (consultar valores):</b>	<b>L (itens opcionais)</b>	<b>Premium (itens opcionais)</b>
Apoio de braço tubular	sim	sim
Cinto pélvico ajustável	sim	sim
Anti – tombo bilateral / unilateral	sim	sim
Protetor de quadro removível	sim	sim
Encosto	Rígido ajustável	Flexível

Cadeira de Rodas Modelo

# M3



Cores disponíveis:



Imagens com configurações ilustrativas.