



Cadeira de Rodas Modelo

Mini Star Lite

Conforto e segurança em suas
atividades diárias.



Mini Star Lite

Informações Técnicas:

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Estofamento de assento acolchoado;
- Estofamento de encosto acolchoado;
- Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento;
- Estrutura em monobloco;
- Rodas traseiras de 20 x 1.3/8" com pneu inflável;
- Aro de impulso em alumínio anodizado;
- Rodas dianteiras de 5" com pneu maciço;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freios bilaterais;
- Protetor de roupas;
- Cambagem de 3°;
- Anti tombo;
- Pedal fixo em "U", com regulagem de altura;
- Faixa de panturrilha;
- Capacidade de peso: 80 Kg
- Peso total: 8,5 Kg

Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
30	30, 32 e 34	25, 30 e 35
32	30, 32, 34 e 36	
34		
36	32, 34 e 36	




Itens Opcionais:

- Cinto pélvico;
- Apoio de braços;

Cadeira de Rodas Modelo

Mini Star Lite

Cores Disponíveis:



ortobras
A VIDA NÃO PARA