



Cadeira de Rodas Modelo

## Banho BE

Cadeira de banho prática e muito resistente.

# Banho BE

## Informações Técnicas:

- Construída com tubos de aço;
- Pintura epóxi;
- Eixos fixos giratórios nos 4 rodízios;
- Freios nos dois rodízios traseiros;
- Rodízios dianteiros e traseiros com pneu maciço;
- Assento de poliuretano injetado com abertura frontal e coletor;
- Encosto facilmente removível e lavável;

- Apoio de braços fixos;
- Pedal com anti-tombo frontal;
- Capacidade de peso: 150 Kg
- Peso total: 8 Kg

## Tamanhos disponíveis:

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
44	40	40
48		

- Largura 44cm = largura interna 43cm / altura interna sem coletor 45cm
- Largura 48cm = largura interna 47cm / altura interna sem coletor 45cm



Cadeira de Rodas Modelo

# Banho BE

Cores Disponíveis:



Branco

**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA