



Cadeira de Rodas Modelo

T1

Oferece ao usuário conforto e uma grande quantidade de benefícios que garantem o seu bem-estar.

## T1

**Informações Técnicas:**

- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos reforçados de aço;
- Tilt com centro de gravidade balanceado e ajuste milimétrico;
- Almofada de assento em onda de espuma de alta densidade;
- Contenções laterais ajustáveis;
- Poltrona com sistema de crescimento;
- Encosto com 3 posições de reclínio;
- Capas removíveis e laváveis;

- Carrinho dobrável;
- Rodas traseiras de 16" com pneu maciço;
- Rodas dianteiras de 7" com pneu inflável;
- Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas;
- Freio com acionamento único;
- Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;
- Fitas de pés e calcanhar;
- Anti - tombo;
- Capacidade de peso: 75 Kg
- Peso total: 27,5 Kg

**Tamanhos disponíveis:**

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
38	30	30 e 35
38	35 e 40	30, 35 40 e 45
42	40 e 45	40, 45 e 50

**Itens Opcionais:**

- Mesa de atividade;
- Tapa sol;
- Porta objetos;
- Capas adicionais;

Cadeira de Rodas Modelo


T1

### Cores Disponíveis:



### Cores de tecido:

- Azul
- Cinza;
- Preto;
- Rosa;
- Vermelho;



**ortobras**  
A VIDA NÃO PARA